

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd22 De Souris Conjugué À Pour If-P Et Fc - P35329

Numéro d'article: CM0008662

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD22 de souris. Validé pour l'immunofluorescence (IF-P) et la cytométrie en flux (FC). Convient pour les études de biologie des lymphocytes B impliquant la différenciation, la présentation de l'antigène et le trafic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD22 de souris
Remarques/Alias	Lyb8 ; Lyb-8 ; A530093D23
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	933
GeneID	12483
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-151 du CD22 de souris (NP_033975.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35329
Poids moléculaire de la protéine	89kDa/93kDa/97kDa
Expédition	Sac de glace