


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd226/Dnam-1 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q8K4F0

Numéro d'article: CM0004997



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du CD226/DNAM-1 de souris (SWISS Q8K4F0), validé pour la cytométrie en flux. Le CD226 est un récepteur de costimulation sur les cellules NK et les CTL, augmentant la cytotoxicité contre les cellules infectées ou tumorales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD226/DNAM-1 conjugué
Remarques/Alias	Pta1 ; DNAM1 ; DNAM-1 ; TLI5A1
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	10666
Identifiant de gène (Souris)	225825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-254 du CD226/DNAM-1 de souris (NP_848802.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8K4F0
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace