


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd226/Dnam-1 De Souris () Pour La Cytométrie En Flux - Q8K4F0

Numéro d'article: CM0008532



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD226/DNAM-1 de souris. Validé pour la cytométrie en flux pour étudier l'adhésion des cellules immunitaires, la cytotoxicité des cellules NK et CTL, et la signalisation lymphocytaire. Réagit avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD226/DNAM-1 de souris
Remarques/Alias	Pta1 ; DNAM1 ; DNAM-1 ; TLISA1
Espèce	Souris
Identifiant de gène (Humain)	10666
Identifiant de gène	225825
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-254 du CD226/DNAM-1 de souris (NP_848802.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8K4F0
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace