

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd23 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P20693

Numéro d'article: CM0008573

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD23 de souris (FceRII), validé pour la cytométrie en flux. Récepteur de faible affinité pour les IgE impliqué dans la différenciation des lymphocytes B et la régulation des IgE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD23 conjugué
Remarques/Alias	CD23 ; Fce2 ; Fcer2 ; Ly-42
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	2208
Identifiant du gène (Souris)	14128
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 du CD23 de souris (NP_038545.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20693
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace