

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd23 Pour Cytométrie En Flux - P20693

Numéro d'article: CM0010709

### Introduction

Découvrez cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD23 de souris (récepteur IgE de faible affinité, Fcεr2). Validé pour la cytométrie en flux, il est idéal pour la recherche sur la différenciation des lymphocytes B et la régulation de l'IgE.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb Lapin anti-souris CD23                                                                                                    |
| Remarques / Alias    | CD23; Fcε2; Fcεr2; Ly-42                                                                                                      |
| Espèce               | Souris                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 2208                                                                                                                          |
| GeneID               | 14128                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 du CD23 de souris (NP_038545.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                        |
| SWISS                | P20693                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 37 KDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |