

Lapin Anti-Souris Cd23 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P20693

Numéro d'article: CM0006168

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD23 (Fcer2), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur de faible affinité pour l'IgE impliqué dans la régulation de l'IgE, la différenciation des cellules B et l'activation des macrophages. Idéal pour la recherche sur les allergies et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD23 mAb
Remarques/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2208
GeneID	14128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-331 de la CD23 de souris (NP_038545.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P20693
Poids Protéique	37KDa
Expédition	Sac de glace