

Mab De Lapin Anti-Souris Cd24 Pour Fc - P24807

Numéro d'article: CM0005224

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD24 destiné à la détection du CD24 de souris par cytométrie en flux. Réactivité spécifique validée : souris. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires et la recherche sur les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD24
Remarques / Alias	HSA ; Cd24 ; Ly-52 ; nectadrine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	100133941
GeneID	12484
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 53 du CD24 de souris (NP_033976.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac isotherme