

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd24 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P24807

Numéro d'article: CM0010387

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre le CD24 de souris (HSA, Ly-52, nectadrine) pour cytométrie en flux. Reconnaît le CD24 de souris. Convient aux études de différenciation et d'activation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD24 de souris
Remarques/Alias	HSA ; Cd24 ; Ly-52 ; nectadrine
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	100133941
ID du gène (souris)	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 53 du CD24 de souris (NP_033976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace