

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd24 De Souris Pour If/Fc - P24807

Numéro d'article: CM0008668

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD24 de souris, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Outil fiable pour la recherche sur les cellules immunitaires impliquant l'activation des lymphocytes B et le développement des thymocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD24 de souris
Alias	HSA, Cd24, Ly-52, nectadrine
Réactivité selon l'espèce	Souris
ID du gène humain	100133941
ID du gène de souris	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 27 à 53 du CD24 de souris (NP_033976.1)
Source	Lapin
Type d'anticorps	Anticorps monoclonaux
Applications	IF/ICC, IF-P, FC
Réactivité croisée	Souris
Numéro d'accèsion UniProt	P24807
Poids moléculaire prédit	8 kDa
Condition d'expédition	Sac réfrigérant