

Lapin Anti-Souris Cd24 Anticorps Monoclonal Pour If/Icc Et Fc - P24807

Numéro d'article: CM0005690

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD24 de souris pour immunofluorescence (IF/ICC) et cytométrie en flux (FC). Le CD24 est une glycoprotéine de surface cellulaire ancrée par un GPI impliquée dans la différenciation cellulaire, le développement des thymocytes, l'activation des cellules B et l'auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD24 mAb
Remarques/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	100133941
GenelD	12484
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-53 du CD24 de souris (NP_033976.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids moléculaire	8kDa
Expédition	Sac de glace