

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd25 Pour Fc - P01590

Numéro d'article: CM0008519

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD25 de souris (récepteur alpha de l'IL-2). Réagit spécifiquement avec le CD25 de souris. Validé pour les applications de cytométrie en flux en immunologie et dans la recherche sur les lymphocytes T régulateurs, convient à l'étude des mécanismes de tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD25 mAb
Remarques/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3559
ID de gène	16184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids moléculaire	30KDa
Expédition	Sac de glace