

Lapin Anti-Souris Cd25 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0008908

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l' dirigé contre le CD25 de souris (IL-2R α) pour la cytométrie en flux. Validé sur souris. Cible la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-2, un régulateur clé de la tolérance immunitaire médiée par les Treg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD25 mAb
Remarques/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris. (NP_032393.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids Protéique	30KDa
Expédition	Sac de glace