

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd25 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0011348

Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité de lapin anti-CD25 de souris conjugué à ABflo 450 pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD25 de souris (sous-unité alpha du récepteur de l'IL-2), permettant l'identification des Treg et la recherche sur la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD25 de souris
Remarques/Alias	CD25 ; II2r ; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac réfrigérant