

Lapin Anticorps Monoclonal Anti-Souris Cd25 Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0007847

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD25 de souris (IL2RA), validé pour la cytométrie en flux. Utile pour l'identification des Treg et les études sur le récepteur IL-2. Spécifique à la souris, 30kDa. - P01590

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anticorps monoclonal anti-Souris CD25
Remarques/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace