

Lapin Anti-Souris Cd25 Anticorps Monoclonal (Il2Ra, P55) Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0012578

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD25, validé pour la cytométrie en flux. Cible la IL2RA/p55 de souris (UniProt P01590, 30 kDa). Idéal pour la recherche en cytométrie en flux sur les Treg et la tolérance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Souris CD25 mAb
Remarques/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	3559
ID de Gène	16184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace