


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd252 (Ligand Ox40) De Souris Conjugué À Pour If/Icc, Fc - P43488

Numéro d'article: CM0009979



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à spécifique du CD252 (ligand OX40) de souris. Validé pour l'IF/ICC et la FC. Co-stimule la prolifération des lymphocytes T et la production de cytokines. Protéine membranaire d'environ 22 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD252 (ligand OX40) de souris conjugué à
Remarques/Alias	Ath1 ; gp34 ; Ath-1 ; Ox40I ; TXGP1 ; CD134L ; OX-40L ; Tnlg2b ; Txgp1I
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	7292
Identifiant du gène	22164
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-198 du CD252 (ligand OX40) de souris (NP_033478.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43488
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace