


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd252 (Ligand Ox40) Pour If/Icc, Fc - P43488

Numéro d'article: CM0005110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD252 de souris (Ligand OX40), validé pour IF/ICC et FC. L'immunogène recombinant (aa 51-198) assure une spécificité optimale. Idéal pour la recherche sur la co-stimulation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin anti-souris CD252 (Ligand OX40)
Remarques/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	7292
ID de gène	22164
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P43488
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace