

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd262/Trailr2 De Souris Pour La Cytométrie En Flux - Q9Qzm4

Numéro d'article: CM0010289

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité, conjugué à l', spécifique de CD262/TRAILR2 de souris (récepteur de mort 5). Validé pour la cytométrie en flux afin d'étudier l'apoptose, la signalisation de TRAIL et le stress du réticulum endoplasmique dans les tissus cardiaque, pulmonaire et rénal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD262/TRAILR2 de souris,
Remarques/Alias	MK ; DR5 ; Ly98 ; KILLER ; TRICKB ; TRAILR2 ; TRICK2A ; TRICK2B
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	8795
ID du gène	21933
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53 à 170 de CD262/TRAILR2 de souris (NP_064671.2).)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZM4
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace