

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd262/Trailr2 Pour Fc - Q9Qzm4

Numéro d'article: CM0008404

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre la souris CD262/TRAILR2 (Récepteur de mort 5, MK). Validé pour la cytométrie en flux. Détecte une protéine de 42 kDa, réagit avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD262/TRAILR2
Remarques/Alias	MK ; DR5 ; Ly98 ; KILLER ; TRICKB ; TRAILR2 ; TRICK2A ; TRICK2B
Espèce	Souris
GenelD (humain)	8795
GenelD	21933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-170 de la souris CD262/TRAILR2 (NP_064671.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZM4
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace