

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd262/Trailr2 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Qzm4

Numéro d'article: CM0005340

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre le CD262/TRAILR2 (DR5) de souris, un récepteur de mort qui médie l'apoptose après liaison au TRAIL. Conçu pour la détection par cytométrie en flux dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD262/TRAILR2 conjugué
Remarques/Alias	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8795
GeneID	21933
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-170 du CD262/TRAILR2 de souris (NP_064671.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QZM4
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace