

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd267/Taci Conjugué Pour Cytométrie En Flux (Fc) - Q9Et35

Numéro d'article: CM0012212



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD267/TACI de souris (SWISS : Q9ET35) pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour les études de fonction des lymphocytes B et T et la recherche sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD267/TACI conjugué
Remarques/Alias	Taci ; 1200009E08Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	23495
Identifiant du gène	57916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5-129 du CD267/TACI de souris (NP_067324.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET35
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace