

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd267/Taci Conjugué À Pour Fc - Q9Et35

Numéro d'article: CM0011377

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD267/TACI de souris (TNFRSF13B). Validé en cytométrie en flux (FC). Réagit avec la souris. Utile pour les études de fonction des lymphocytes B et T, la recherche sur l'immunité humorale et les applications diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD267/TACI
Remarques/Alias	Taci ; 1200009E08Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	23495
Identifiant du gène (Souris)	57916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5-129 du CD267/TACI de souris (NP_067324.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET35
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace