

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd267/Taci Conjugué Abflo 647 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Et35

Numéro d'article: CM0012452

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ABflo 647 dirigé contre la souris CD267/TACI, validé pour la cytométrie en flux. Cible un récepteur impliqué dans l'immunité des cellules B et T et la régulation humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD267/TACI
Remarques/Alias	Taci ; 1200009E08Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	23495
Identifiant du gène	57916
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET35
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace