

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd268/Baff-R Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9D8D0

Numéro d'article: CM0010082

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre le CD268/BAFF-R de souris pour la cytométrie en flux (FC). Validé pour la réactivité murine, cible le récepteur des lymphocytes B de 19 kDa. Idéal pour la recherche sur le développement des lymphocytes B et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris CD268/BAFF-R conjugué
Remarques/Alias	Bcmd ; Baffr ; Bcmd1 ; BAFF-R ; Bcmd-1 ; Lvis22 ; 2010006P15Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	115650
GeneID	72049
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-71 du CD268/BAFF-R de souris (NP_082351.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D8D0
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace