

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd270/Hvem Conjugué Pour Fc - Q80Wm9

Numéro d'article: CM0008893



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué spécifique du CD270/HVEM de souris. Validé pour la cytométrie en flux (FC), permettant la détection de ce récepteur de point de contrôle immunitaire dans les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD270/HVEM
Remarques/Alias	TR2 ; Atar ; HveA ; Hvem ; Tnfrs14
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8764
GeneID	230979
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-207 du CD270/HVEM de souris (NP_849262.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q80WM9
Poids moléculaire protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace