

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd272/Btla Pour La Cytométrie En Flux - Q7Tsa3

Numéro d'article: CM0005888



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à spécifique du CD272/BTLA de souris, validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la fonction du récepteur inhibiteur et de la régulation immunitaire dans les cellules T et B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD272/BTLA
Remarques/Alias	A630002H24
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	151888
Identifiant du gène	208154
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-176 du CD272/BTLA de souris (NP_001032808.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TSA3
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace