


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd274/Pd-L1 Pour La Cytométrie En Flux - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0012507



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD274/PD-L1 conjugué à , validé pour la cytométrie en flux. Détecte PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) sur les cellules de souris. Idéal pour les études d'immuno-oncologie. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD274/PD-L1
Remarques/Alias	B7h1 ; Pdl1 ; Pdcd1l1 ; Pdcd1lg1 ; A530045L16Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	29126
Identifiant du gène	60533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-235 de CD274/PD-L1 de souris (NP_068693.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9EP73
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace