


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd274/Pd-L1 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0010193



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD274/PD-L1 de souris pour applications en cytométrie en flux. Réagit avec les échantillons de souris ; 32 kDa. Idéal pour étudier les voies de point de contrôle immunitaire et l'immunité anti-tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD274/PD-L1
Remarques/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	29126
GeneID	60533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-235 de la souris CD274/PD-L1 (NP_068693.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9EP73
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace