


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd274/Pd-L1 De Souris () Pour Cytométrie En Flux - Q9Ep73

Numéro d'article: CM0008928



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'contre le CD274/PD-L1 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études des points de contrôle immunitaires et la recherche en immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	, anticorps monoclonal de lapin anti-CD274/PD-L1 de souris
Remarques/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	29126
GeneID	60533
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9EP73
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace