

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd28 Conjugué À L'pour Fc - P31041

Numéro d'article: CM0009685



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD28 de souris, conjugué à l'. Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes T et de l'homéostasie immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD28 mAb
Remarques/Alias	Cd28
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	940
ID de gène	12487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-149 du CD28 de souris (NP_031668.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31041
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace