

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd28 Pour Cytométrie En Flux - P31041

Numéro d'article: CM0012097



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD28 de souris pour cytométrie en flux. Spécifique du CD28 murin, il reconnaît une protéine de 25 kDa. Adapté à la recherche en immunologie des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD28
Remarques / Alias	Cd28
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	940
Identifiant du gène	12487
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 149 du CD28 de souris (NP_031668.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31041
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace