

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd301 (Mgl1/2) Pour Fc - P49300 / Q8Jzn1

Numéro d'article: CM0010921

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD301 (MGL1/2) de souris, adapté à la cytométrie en flux. Reconnaît Clec10a/Clec10b, des lectines macrophagiques clés dans l'immunité et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-Souris CD301 (MGL1/2)
Remarques / Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	10462/54551
ID gène	17312/216864
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-304 de la CD301a de souris (NP_034926.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49300/Q8JZN1
Poids de la protéine	34kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace