

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd301 (Mgl1/2) Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P49300 / Q8Jzn1

Numéro d'article: CM0011628

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué dirigé contre la souris CD301 (MGL1/2). Spécifique pour la cytométrie en flux, réagit avec des échantillons de souris. Reconnaît les lectines de type galactose des macrophages, utile pour les études d'immunologie et d'infection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD301 (MGL1/2)
Remarques/Alias	Mgl ; Mgl1 ; CD301a ; M-ASGP-BP-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-304 de la souris CD301a (NP_034926.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49300/Q8JZN1
Poids protéique	34kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace