

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd301 (Mgl1/2) Pour Cytométrie En Flux - P49300 / Q8Jzn1

Numéro d'article: CM0010078

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué de lapin anti-souris CD301 (MGL1/2) pour cytométrie en flux. Détecte CD301a et CD301b de souris, des lectines spécifiques du galactose/N-acétylgalactosamine présentes sur les macrophages activés et impliquées dans les réponses immunitaires. Validé sur des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD301 (MGL1/2)
Remarques/alias	Mgl ; Mgl1 ; CD301a ; M-ASGP-BP-1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	10462/54551
GenelD	17312/216864
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 57-304 de CD301a de souris (NP_034926.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P49300/Q8JZN1
Poids de la protéine	34 kDa/38 kDa
Expédition	Avec poche de glace