


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd304/Neuropilin-1 Pour Fc - P97333

Numéro d'article: CM0006045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD304/Neuropilin-1 pour la cytométrie en flux (FC). Détecte la Neuropilin-1 de souris (SWISS P97333), un récepteur impliqué dans l'angiogenèse et le développement neuronal. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD304/Neuropilin-1
Remarques/Alias	Nrp ; NP-1 ; Npn1 ; NPN-1 ; C530029I03
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8829
GeneID	18186
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-856 de la CD304/Neuropilin-1 de souris (NP_032763.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P97333
Poids moléculaire protéique	103 kDa
Expédition	Sac de glace