


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd317/Bst2 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q8R2Q8

Numéro d'article: CM0004805



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD317/BST2 conjugué pour la cytométrie en flux. Reconnaît le facteur de restriction antiviral induit par l'IFN, BST2, exprimé sur les cellules dendritiques plasmacytoïdes pour étudier l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD317/BST2 conjugué
Remarques/Alias	GREG ; Bst-2 ; CD317 ; DAMP-1 ; 2310015I10Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	684
Identifiant du gène	69550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-152 de la souris CD317/BST2 (NP_932763.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Q8
Poids moléculaire protéique	19 kDa
Expédition	Glacière