


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd317/Bst2 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q8R2Q8

Numéro d'article: CM0010536



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD317/BST2 de souris (GREG, HM1.24), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît un antigène stromal de la moelle osseuse de 19 kDa impliqué dans la restriction antivirale. Convient aux recherches en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD317/BST2 de souris
Remarques/Alias	GREG ; Bst-2 ; CD317 ; DAMP-1 ; 2310015I10Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	684
GeneID	69550
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-152 du CD317/BST2 de souris (NP_932763.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8R2Q8
Poids moléculaire	19 kDa
Expédition	Sac de glace