

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd34 De Souris - Q64314

Numéro d'article: CM0010351

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 de souris pour IF/ICC et FC. Cible l'antigène CD34 des cellules progénitrices hématopoïétiques (Q64314). Idéal pour la recherche et le diagnostic des cellules souches de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 de souris
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	947
GenelD	12490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 de la protéine CD34 de souris (NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa/41 kDa
Expédition	Sac de glace