

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd34 Pour Fc - Q64314

Numéro d'article: CM0004836

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD34 pour la cytométrie en flux. Reconnaît la CD34 de souris (41 kDa), impliquée dans l'adhésion des cellules progénitrices hématopoïétiques et l'attachement des cellules souches. Convient pour les dosages FC sur souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD34
Remarques/Alias	CD34 ; Molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	947
GeneID	12490
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-287 de la CD34 de souris (NP_598415.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace