

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd34 De Souris Pour Cytométrie En Flux - Q64314

Numéro d'article: CM0009441

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD34 de souris, conjugué à pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène CD34 des cellules progénitrices hématopoïétiques, un marqueur clé dans la recherche sur les cellules souches et l'hématopoïèse. Convient aux échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD34 de souris
Remarques/alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Souris
ID du gène (humain)	947
ID du gène	12490
Immunogène	Protéine recombinante (aa 35-287 du CD34 de souris, NP_598415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q64314
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Poche de glace