

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd352/Slamf6 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Et39

Numéro d'article: CM0009119

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD352/SLAMF6 de souris pour la cytométrie en flux. Convient pour l'étude de la modulation des cellules immunitaires, de l'activation des cellules NK et de la différenciation des lymphocytes T dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD352/SLAMF6 conjugué
Remarques/Alias	KAL1 ; NTBA ; KAL1b ; Ly108 ; NTB-A ; SF2000
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	114836
GeneID (Souris)	30925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-235 du CD352/SLAMF6 de souris (NP_001334115.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9ET39
Poids moléculaire protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace