

Lapin Anti-Souris Cd366 (Tim-3) Mab Pour Cytométrie En Flux - Q8Vim0

Numéro d'article: CM0010198



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'indirigé contre la TIM-3 de souris (CD366) pour la cytométrie en flux. Spécifique de la souris, sans réactivité croisée. Convient à l'étude de la régulation des points de contrôle immunitaires dans les cellules Th1, les cellules T CD8+, les cellules NK et les macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD366 (TIM-3) mAb
Remarques/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	84868
GeneID	171285
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8VIM0
Poids de la protéine	22kDa/31kDa
Expédition	Sac de glace