

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd38 Pour Fc - P56528

Numéro d'article: CM0005263



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD38 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier le rôle du CD38 dans la signalisation lymphocytaire, l'activation et la migration dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Souris CD38
Remarques / Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	952
GenelD	12494
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-304 du CD38 de souris (NP_031672.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace