

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd38 De Souris Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0012570



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD38 de souris conjugué à . Validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD38 de souris, une glycoprotéine transmembranaire multifonctionnelle impliquée dans la mobilisation du calcium, la transduction des signaux et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ac monoclonal de lapin anti-CD38 de souris                                                                                      |
| Remarques/Alias      | I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1                                                                                                       |
| Espèce               | Souris                                                                                                                          |
| GeneID (humain)      | 952                                                                                                                             |
| GeneID               | 12494                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45 à 304 du CD38 de souris (NP_031672.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                           |
| Application          | FC                                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                          |
| SWISS                | P56528                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 34 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |