

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd38 Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P56528

Numéro d'article: CM0007922



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD38 conjugué pour cytométrie en flux. Détecte le CD38, une glycoprotéine transmembranaire multifonctionnelle impliquée dans la mobilisation du calcium, l'activation des lymphocytes et la signalisation médiée par les récepteurs. Convient pour les études de profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-souris CD38
Remarques/Alias	I-19 ; ADPRC 1 ; Cd38-rs1
Espèce	Souris
GenelD (humain)	952
GenelD	12494
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-304 du CD38 de souris (NP_031672.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P56528
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace