

Lapin Anti-Souris Cd4 Mab Pour Fc - P06332

Numéro d'article: CM0005847

Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Souris CD4 validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD4 de souris (L3T4), une coréceptrice des cellules T auxiliaires. Convient pour l'immunophénotypage et la recherche sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Souris CD4 mAb
Remarques/Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace