

Lapin Anti-Cd4 De Souris Mab - P06332

Numéro d'article: CM0011299

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD4 murin, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le CD4 de souris (L3T4), un marqueur de surface des lymphocytes T auxiliaires. Adapté pour l'immunophénotypage et la recherche sur les lymphocytes T dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Mouse CD4 mAb
Remarques / Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 du CD4 de souris (NP_038516.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sacheur isotherme