

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Souris Cd4 Pour Cf - P06332

Numéro d'article: CM0008495

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD4 de souris (L3T4, Ly-4). Validé pour la cytométrie en flux (CF) sur des échantillons de souris. Adapté à l'analyse des lymphocytes T auxiliaires et à l'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-souris CD4
Remarques / Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de la protéine CD4 de souris (NP_038516.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac isotherme