

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd4 Pour Fc - P06332

Numéro d'article: CM0005520

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD4 de souris, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'identification et l'immunophénotypage des lymphocytes T auxiliaires dans des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-souris CD4
Remarques / Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	920
GeneID	12504
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de CD4 de souris (NP_038516.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sachet de glace