

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0009740

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD4 de souris conjugué à pour cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de souris. Idéal pour l'identification des cellules T auxiliaires et les études de la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD4 mAb de lapin anti-souris
Remarques/alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
GenelD (humain)	920
GenelD (souris)	12504
Immunogène	Protéine recombinante / protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 394 du CD4 de souris (NP_038516.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids moléculaire	51 kDa
Expédition	Sac de glace